

مواد پیشنهادی جهت استفاده از انواع

پست و ساخت کور

توسط دکتر مسعود صانعی

1396

Fiber Post

	25 عدد پست در 5 سایز مختلف	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	whitepostDC
--	-------------------------------	--	-------------

Post Conditioner

به میزان مساوی از قسمت ۱ و ۲ ترکیب کنید و روی سطح را آغشته کنید. ۱۵ ثانیه صبر کرده و سپس با پوار سطح را خشک نمایید. نیازی به کیور کردن نمی باشد	سایلن قسمت ۱ و ۲ 12 ml	دنیای کالای سینا 88998248	BIS-SILANE BISCO
--	---------------------------	------------------------------	---------------------

Resin Cements

کانال دندان را با کن کاغذی خشک کرده و قطرات مساوی از باند A , B را با هم ترکیب کرده و داخل کانال را آغشته کنید و 30 ثانیه صبر کنید و سپس با کن کاغذی باند را نازک کنید (از کیور کردن خودداری نمایید)	باند دوال کیور سلف اچ ED Primer II A&B	تهران اتکال 87764	Panavia F Kit Kuraray (Panavia V5)
حجم مساوی از خمیر رزینی A , B را با هم ترکیب کرده و روی فایبر پست سایلن زده شده گذاشته و آنرا درون کانال قرار دهید.	سمان دوال کیور Paste A&B		

Core Composite

عمق 8 میلیمتر 60 ثانیه عمق 4 میلیمتر 30 ثانیه	4/4 میلی گرم کامپوزیت ساخت کور	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Photo Core Kuraray
	8 gr کامپوزیت فلو ساخت کور	آرمان درمان پارسیان 66581283 66581286	Luxa Core(DMG)

Temporary Composite			
	کامپوزیت دوال کیور ساخت روکش موقت	تهران اتکال 87764	LuxaTemp (DMG)
Metal post			
	پست های فلزی پیش ساخته (شش سایز) همراه با رنگ بندی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	I-Post
قالبگیری با اکریل از کانال			
	پین پلاستیکی انتقال اکریل قرمز	دیبا طب پارس 66566007 66566008	Pinjet
	اکریل قرمز معروف به دورالی برای قالبگیری پست	دیبا طب پارس 66566007 66566008	اکریل دورالی قرمز Pattern Resin LS
GI Cement			
	گلاس یونومر شیمیایی برای سمان روکشهای با بیس فلزی و پستهای فلزی	دیبا طب پارس 66566007 66566008	Fuji I
Tissue Trimer			
فرز بازایه 45 درجه روی دندان قرار گیرد. لثه کاملاً خشک و توربین بدون آب باشد. لایه لایه از لثه برداشته شود.	فرم دادن لثه بدون خونریزی	تهران اتکال 87764	CTT Ceramic Tissue Trimer
Lab			
تهران، ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین سیدخندان و بزرگراه صیاد شیرازی، شماره 1282	آقای گندمی	88465045	لابراتوار گندمی